



catálogo de ofertas /

sept-dic 2015



# Hipseo Mini Plus

Motor de endodoncia reciprocante con localizador de ápices y luz LED



## El más completo del mercado

El motor de endodoncia Hipseo Mini Plus es compatible con la mayoría de las marcas de limas rotatorias del mercado e incluye localizador de ápices para la localización de la constricción apical del conducto radicular durante el manejo endomotor.

## Características:

- ⊕ Control de torque inteligente
- ⊕ Localizador de ápices integrado
- ⊕ Movimiento reciprocante y continuo
- ⊕ Ergonómico
- ⊕ Batería de polímero de litio (Li-Po)
- ⊕ 2 años de garantía
- ⊕ 9 programas diferentes pregrabados
- ⊕ Luz LED

## OFERTA

Compra un motor hipseo mini plus y llévate de regalo un kit de 30 limas



Precio motor +  
30 limas neoniti

# 1.790 €



## Iris

Localizador de ápices con pulpómetro y vitalómetro incorporados

- + Rango de medición preciso
- + Batería Li-ion
- + 2 años de garantía



Precio localizador de ápices iris

**790 €**

**GRATIS**

Dos cajas de limas neoniti

neoniti



## Iris Nano

Localizador de ápices con software de última generación y decodificador de señal

- + Rango de medición preciso
- + Señal digital
- + 2 años de garantía



Precio localizador de ápices iris nano

**490 €**

**GRATIS**

Una caja de limas neoniti

neoniti



## Hipseo Mini

Motor de endodoncia inalámbrico con conexión para localizador de ápices externo

- + Hasta 9 programas pregrabados
- + Batería Li-Po
- + 2 años de garantía



Precio motor hipseo mini + localizador iris nano + 25 limas neoniti

**1.580 €**

**KIT**

Llévate el motor hipseo + localizador iris nano + 25 limas neoniti


neoniti



## Limas neoniti

Lima única que permite un tratamiento completo del conducto gracias a su fabricación exclusiva por EDM

- + Alta eficiencia de corte
- + Antiatornillamiento
- + Posibilidad precurvado para conductos difíciles



neoniti

Precio caja de limas (5 uds.)

**69 €**

**OFERTA**

Llévate 5 cajas de limas y te regalamos otra

5+1

Sale por **57'50 €** unidad





## Opallis

Composite nanohíbrido para restauraciones altamente estéticas

- ⊕ Fluorescencia óptima
- ⊕ Opalescencia
- ⊕ Alto brillo y pulido
- ⊕ Mimético



### CONTENIDO

4 jeringas Opallis de 4 g (EA1, EA2, EA3 y DA2)

1 Adhesivo AMBAR 4ml

1 jeringa ácido CONDAC 37% 2,5 ml

Precio unidad

**150'45 €**



## Opallis Flow

Composite fluido microhíbrido para restauraciones directas

- ⊕ 72% carga de relleno
- ⊕ Radiopaco
- ⊕ Para restauraciones de tipo III y V



### OFERTA

**3+1**

Llévate 3 unidades de opallis flow y te regalamos otra

Precio unidad

**22'14 €**

Sale por **16'60 €** unidad

## Llis

Composite nanohíbrido y radiopaco para restauración de dientes anteriores y posteriores

- ⊕ Fluorescencia similar a la estructura dental
- ⊕ 16 colores disponibles
- ⊕ Pulido ideal



### OFERTA

**3+1**

Llévate 3 unidades de Llis y te regalamos otra

Precio unidad

**32'38 €**

Sale por **24'28 €** unidad

## Ambar

Adhesivo monocomponente de grabado total en base a etanol y fotopolimerizable para esmalte y dentina

- ⊕ Doble mecanismo de adhesión
- ⊕ Contiene nanopartículas de sílice tratada
- ⊕ Elevada resistencia adhesiva



### KIT

Llévate 2 unidades de adhesivo Ambar 6 ml + 1 jeringa Llis A3 de regalo

Precio 2 unidades Ambar 6 ml + 1 jeringa Llis

**96'60 €**



## Whitepost DC o DCE

Postes de composite de fibra de vidrio y resina de alta resistencia mecánica



### El encaje perfecto y más resistencia en sus trabajos

Whitepost es un poste fabricado en composite de fibra de vidrio y resina epoxi de alta resistencia mecánica que actúa como refuerzo intrarradicular de la estructura dental y promueve retención para el material restaurador definitivo o núcleo de relleno, en el caso de restauraciones indirectas.

### OFERTA

Compra un kit Whitepost DC o DCE (25 postes) y llévate de regalo 1 jeringa Allcem Core (reconstructor de muñones)

### Allcem CORE

Cemento de resina dual para la reconstrucción de muñones y cementación adhesiva de postes.



- ⊕ Viscosidad equilibrada
- ⊕ Fluidéz adecuada
- ⊕ Creación inmediata de muñones listos para tallar
- ⊕ Simplicidad y confianza
- ⊕ Resistencia mecánica



Precio kit Whitepost DC o DCE  
+ jeringa Allcem Core

**211'81 €**



**zumax**

## Microscopio

Microscopios Zumax con diferentes tipos de configuración que se adaptan a las necesidades reales del usuario

## Excelente óptica

### Óptica alemana

Lentes alemanas y antireflectantes con corrección cromática y esférica para una imagen de gran calidad.



### Magnificación 6 posiciones

Sistema de magnificación con mandos a ambos lados del microscopio para una selección rápida y adecuada del campo de aumento.



## Tipos de montaje



Montaje techo




Montaje pared



Montaje ruedas

## LUZ LED (opcional)

LED de 20W para obtener luz coaxial pura de color blanco muy similar a la luz del sol (6.500°K) y facilitar la visión en el campo de trabajo y ahorrar en costes energéticos.





## Configúralo a tus necesidades (opciones)

### Movimiento perpendicular



Su función péndulo permite la posición vertical del visor independientemente de la dirección de la unidad óptica sin que cambie la dirección de la cabeza binocular.

### Nuevo brazo de balanceo

Perfecto balanceo durante la reposición del microscopio, incluso en casos de uso de cámaras externas.



### Soluciones externas para vídeo y foto



Cámaras Canon/Sony/  
Nikon



Serie Sony Nex



Vídeocámaras  
Canon/Sony



**¿Quieres probarlo?**  
Llámanos para  
concertar una cita

**El sistema  
VarioDist® permite  
una distancia focal  
entre 190 y 300 mm.**

Precio microscopio OMS2300  
con luz halógena desde

**8.800 €**

Precio microscopio OMS2350  
con luz LED desde

**10.180 €**

## Cámara Full HD integrada (opcional)



Cámara integrada Full HD con  
resolución 1920x1080p.

Reciente incorporación de sensor  
HD CMOS de 3 megapíxeles.

Con salida HDMI.

1080/60p, 1080/50p.





visión /



Escala real 2.5X 3.5X



Precio unidad loupas  
(con aumento 2.5X)

**800 €**

Precio unidad loupas  
(con aumento 3.5X)

**1.000 €**


## Lupas Flip Up

Lupas binoculares ligeras y fácilmente ajustables con telescopios galileo montadas en un sistema de bisagras

- ⊕ Personalizable para una distancia de trabajo y aumento adecuado
- ⊕ Montura de titanio (color negro/oro envejecido)
- ⊕ Pueden ser utilizadas por varios operadores ajustando la distancia interpupilar de forma sencilla (la graduación de la gafa tiene que ser neutra)

## Lupas TTL

Lupas TTL de muy alta calidad con binoculares incrustados con ángulo de inclinación respetuoso con la ergonomía



Modelo Feilmorys



Modelo Titanium



Modelo New Frame



Precio unidad loupas  
(con aumento 2.5X)

**1.000 €**

Precio unidad loupas  
(con aumento 3.2X)

**1.160 €**

- ⊕ Totalmente personalizables (distancia interpupilar, distancia de trabajo y prescripción ocular) según las necesidades personales
- ⊕ Diferentes modelos de monturas y colores

## Iluminación

Luces para loupas binoculares muy ligeras que también se adaptan a otras marcas populares del mercado



### Sistema Tulip

70.000 lx

Precio unidad luz led sistema Tulip

**960 €**



### Sistema Orchid F

60.000 lx

Precio unidad luz led sistema Orchid

**1.130 €**

IVA no incluido